

virotype[®]
PEDV/TGEV/PDCoV
Positive Control
Hoja del producto



30 reacciones (n.º de cat. PC283687)



300 reacciones (n.º de cat. PC283689)



INDICAL BIOSCIENCE GmbH, Deutscher Platz 5b,
04103 Leipzig, Alemania

Contenido

virotype PEDV/TGEV/PDCoV		
Positive Control	(30)	(300)
N.º de cat.	PC283687	PC283689
Número de reacciones	30	300
PEDV/TGEV/PDCoV Positive Control	1 × 240 µl	10 × 240 µl

Uso previsto

El virotype PEDV/TGEV/PDCoV Positive Control contiene ARN derivado sintéticamente del virus de la diarrea epidémica porcina (Porcine Epidemic Diarrhea Virus, PEDV), del virus de la gastroenteritis transmisible (Transmissible Gastroenteritis Virus, TGEV) y del deltacoronavirus porcino (Porcine Deltacoronavirus, PDCoV). Este producto puede utilizarse como control positivo en la RT-PCR en tiempo real.

Para uso exclusivo en investigación. Este producto no está destinado al diagnóstico, la prevención ni el tratamiento de ninguna enfermedad.

Preparación del equipo de PCR

Descongele el reactivo y centrifúguelo brevemente antes de usarlo.

Se recomienda utilizar 8 µl de virotype PEDV/TGEV/PDCoV Positive Control por cada 25 µl de reacción de PCR.

Control de calidad

Cada lote de este producto se ha fabricado y distribuido de conformidad con el sistema de gestión de calidad con certificación ISO de INDICAL.

Almacenamiento y manipulación

Tras su recepción, almacene el material a una temperatura de entre $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ y $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$, lejos de cualquier fuente de ADN o ARN contaminante, especialmente de productos de ADN amplificado y material utilizado para mezclas maestras de PCR. Para pipetear, utilice puntas de pipeta con filtros para aerosoles. No utilizar después de la fecha de caducidad impresa en la etiqueta.

Evite descongelar y congelar repetidamente, ya que esto puede reducir el rendimiento. Si se utiliza de forma intermitente, divida el material en alícuotas y congélelo.

Información de seguridad

Cuando trabaje con productos químicos, use siempre una bata de laboratorio, guantes desechables y gafas de protección adecuados. Para obtener más información, consulte las hojas de datos sobre seguridad (Safety Data Sheets, SDS) correspondientes. Estos documentos están disponibles a través de su gerente de ventas regional o en compliance@indical.com.

Todos los residuos de muestras y los objetos que han estado en contacto con las mismas deben descontaminarse o eliminarse como material potencialmente infeccioso.

Advertencias y precauciones

Deseche todos los materiales de acuerdo con las normativas nacionales y locales.

Marcas comerciales: virotype® (INDICAL BIOSCIENCE GmbH). Los nombres registrados, las marcas comerciales, etc. utilizados en este documento, incluso cuando no aparecen marcados como tales, están protegidos por la legislación. Para conocer los términos de licencia actualizados, consulte www.indical.com.

HB-2205-002 © 2018-2021 INDICAL BIOSCIENCE GmbH, todos los derechos reservados.

Índice de cambios

Hoja del producto	Versión	Cambio
HB-2205-ES-002	Septiembre de 2021	Cambio de volumen
HB-2205-001	Mayo de 2018	Lanzamiento de producto