

1907/2006/CE

**Nombre comercial:** Washing Solution (10x concentrate)

Versión actual: 1.0.1, Revisión: 03.08.2026

Versión sustituida: 1.0.0, Revisión: 22.10.2025

Región: ES

**SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa****1.1 Identificador del producto****Nombre comercial****Washing Solution (10x concentrate)****Estado físico**

El producto está incluido en los siguientes conjuntos de productos:

AED-KIT ANAPLASMA-ELISA DOG  
AED-KIT5 ANAPLASMA-ELISA DOG (5)  
BED-KIT BABESIA-ELISA DOG  
BED-KIT5 BABESIA-ELISA DOG (5)  
EED-KIT EHRlichia-ELISA DOG  
EED-KIT5 EHRlichia-ELISA DOG (5)  
FEC-KIT FCoV- ELISA CAT  
FEC-KIT5 FCoV- ELISA CAT (5)  
LED-KIT LEISHMANIA ELISA DOG  
LED-KIT5 LEISHMANIA ELISA DOG (5)  
SED-KIT SARCOPTES-ELISA 2001® DOG  
SED-KIT5 SARCOPTES-ELISA 2001® DOG (5)  
SEP-KIT SARCOPTES-ELISA 2001® PIG  
04-WS afosa ABEL Wash buffer (10x concentrate)

**1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados****Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla**

producto químico utilizado en laboratorios

**Aplicaciones desaconsejadas**

No se dispone de datos.

**1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad****Dirección**

INDICAL BIOSCIENCE GmbH  
Deutscher Platz 5b  
04103 Leipzig  
Germany

Teléfono +49 341 12454 0

Fax +49 341 12454 60

e-mail [compliance@indical.com](mailto:compliance@indical.com)**Información relativa a la ficha de datos de seguridad**[sdb\\_info@umco.de](mailto:sdb_info@umco.de)**1.4 Teléfono de emergencia**

+34 91 562 04 20 (Servicio de Información Toxicológica)

**SECCIÓN 2: Identificación de los peligros****2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla****Indicaciones para la clasificación**

La clasificación del producto se ha determinado sobre la base de los procedimientos siguientes conforme al artículo 9 y a los criterios del reglamento (CE) n.º. 1272/2008:

Peligros físicos: valoración de datos de ensayo conforme anexo I, parte 2

Peligros para la salud y el medio ambiente: método de cálculo conforme anexo I, parte 3, 4 y 5.

El producto no cumple los criterios para la clasificación según el Reglamento (CE) N.º 1272/2008 (CLP).

**2.2 Elementos de la etiqueta****Etiquetado conforme al Reglamento (CE) N.º 1272/2008 (CLP)****Pictogramas de peligro**

1907/2006/CE

**Nombre comercial:** Washing Solution (10x concentrate)**Versión actual:** 1.0.1, Revisión: 03.08.2026**Versión sustituida:** 1.0.0, Revisión: 22.10.2025**Región:** ES**Palabra de advertencia**

-

**Indicaciones de peligro**

-

**Indicaciones de peligro (UE)**

EUH208

Contiene mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1).

Puede provocar una reacción alérgica.

EUH210

Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

**Consejos de prudencia**

-

**Indicaciones para el etiquetado**

La marca de identificación (indicaciones de peligro (UE)) se corresponde con el anexo II del Reglamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP).

**2.3 Otros peligros**

Valoración PBT

El producto no se considera PBT.

Valoración vPvB

El producto no se considera vPvB.

**SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes****3.1 Sustancias**

No procede. El producto no es una sustancia.

**3.2 Mezclas****Componentes peligrosos**

| Nº | Nombre de la sustancia                                                          |                                                                                                                                                                                                | Indicaciones adicionales |             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
|    | Nº CAS / CE / Índice / REACH                                                    | Clasificación (CE) 1272/2008 (CLP)                                                                                                                                                             | Concentración            | %           |
| 1  | mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1) |                                                                                                                                                                                                |                          |             |
|    | 55965-84-9<br>-<br>613-167-00-5<br>-                                            | Acute Tox. 2; H310<br>Acute Tox. 2; H330<br>Acute Tox. 3; H301<br>Aquatic Acute 1; H400<br>Aquatic Chronic 1; H410<br>EUH071<br>Eye Dam. 1; H318<br>Skin Corr. 1C; H314<br>Skin Sens. 1A; H317 | < 0,0015                 | %<br>(peso) |

Texto completo de las frases H y EUH, si no se han mencionado ya en la sección 2.2: véase la sección 16.

| Nº | Nota | Límites de concentración específicos                                                                                                                                    | Factor M (aguda) | Factor M (crónica) |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| 1  | B    | Skin Sens. 1A; H317: C >= 0,0015%<br>Eye Irrit. 2; H319: C >= 0,06%<br>Skin Irrit. 2; H315: C >= 0,06%<br>Skin Corr. 1C; H314: C >= 0,6%<br>Eye Dam. 1; H318: C >= 0,6% | M = 100          | M = 100            |

Enunciado completo de las notas: véase el Capítulo 16 "Notas relacionadas con la identificación, clasificación y etiquetado de las sustancias ((CE) No 1272/2008, ANEXO VI)".

**SECCIÓN 4: Primeros auxilios****4.1 Descripción de los primeros auxilios****Indicaciones generales**

1907/2006/CE

**Nombre comercial:** Washing Solution (10x concentrate)

**Versión actual:** 1.0.1, Revisión: 03.08.2026

**Versión sustituida:** 1.0.0, Revisión: 22.10.2025

**Región:** ES

Quitarse la ropa y el calzado contaminados y lavarlos a fondo antes de volverlos a utilizar. Si persisten las molestias, consultar al médico. Muestre esta hoja de datos de seguridad al médico que le atiende.

#### **Inhalación**

Procurar aire fresco. Si persisten las molestias, consultar al médico.

#### **Contacto con la piel**

Lavar la zona afectada con agua y jabón. Si persisten los síntomas de irritación, acudir al médico.

#### **Contacto con los ojos**

Quitar las lentes de contacto. Lavar el ojo afectado con agua corriente durante 10-15 minutos, protegiendo el ojo no afectado y teniendo los párpados bien abiertos.

#### **Ingestión**

Enjuagar la boca cuidadosamente y a fondo con agua. No provocar el vómito. En caso de desvanecimiento, no administrar nada por vía oral. En caso de molestias persistentes, consultar al médico.

### **4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados**

No se dispone de datos.

### **4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente**

No se dispone de datos.

## **SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios**

### **5.1 Medios de extinción**

#### **Medios de extinción adecuados**

Elegir los medios de extinción según las características del incendio en las proximidades del producto.

#### **Medios de extinción inadecuados**

Chorro de agua

### **5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla**

En caso de incendio pueden formarse gases peligrosos.

### **5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios**

Utilizar aparato respiratorio autónomo. Llevar ropa de protección

## **SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental**

### **6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia**

#### **Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia**

Observar medidas de protección (ver capítulos 7 y 8); No inhalar los vapores/aerosoles.

#### **Para el personal de emergencia**

Equipo de protección personal - ver sección 8

### **6.2 Precauciones relativas al medio ambiente**

Evitar que penetre en el alcantarillado, aguas superficiales o subterráneas. Evitar que el producto penetre en el suelo/subsuelo.

### **6.3 Métodos y material de contención y de limpieza**

Limitar la salida de material con medios de absorción incombustible (por ejemplo arena, tierra de infusorios, vermiculita) y recogerlo para la evacuación en los contenedores previstos para ello en las disposiciones locales.

### **6.4 Referencia a otras secciones**

Indicaciones relativas a manipulación segura: ver apartado 7. Indicaciones relativas a protección personal: ver apartado 8. Indicaciones relativas a eliminación de residuos: ver apartado 13.

## **SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento**

### **7.1 Precauciones para una manipulación segura**

Medidas generales de protección e higiene

1907/2006/CE

Nombre comercial: Washing Solution (10x concentrate)

Versión actual: 1.0.1, Revisión: 03.08.2026

Versión sustituida: 1.0.0, Revisión: 22.10.2025

Región: ES

No fumar, ni comer o beber durante el trabajo. Mantener alejado de alimentos y bebidas. Lavarse las manos antes de los descansos y al terminar el trabajo. No respirar los vapores.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Medidas técnicas y condiciones de almacenamiento

Mantener secos y herméticamente cerrados los recipientes, guardados en un sitio fresco y bien ventilado.

Exigencias técnicas para almacenes y recipientes

Los contenedores que se abren deben volverse a cerrar cuidadosamente y colocarlos verticalmente para evitar derrames. Guardar el producto siempre en recipientes como los del envase original.

Indicaciones para el almacenamiento conjunto

Sustancias a evitar, véase apartado 10.

7.3 Usos específicos finales

No se dispone de datos.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

8.1 Parámetros de control

No existen parámetros a supervisar.

8.2 Controles de la exposición

Controles técnicos apropiados

Procurar buena ventilación de los locales; dado el caso, instalar aspiración localizada en el lugar de trabajo.

Equipo de protección personal

Protección respiratoria

Cuando se traspasen los valores límites del puesto de trabajo, se deberá llevar un aparato de protección respiratoria autorizado para este fin. Si no se dispone de indicaciones sobre los valores límites referidos al puesto de trabajo, en caso de formación de aerosoles y neblinas se deben tomar medidas suficientes de protección respiratoria.

Protección de los ojos / la cara

Gafas protectoras (EN 166)

Protección de las manos

Utilizar los guantes de protección en contacto frecuente con el producto (EN 374). Debe comprobarse en todo caso que los guantes de protección son adecuados para el puesto de trabajo específico (p. ej.: resistencia mecánica, compatibilidad con productos, antiestática). Seguir las indicaciones e información del fabricante de guantes para el empleo, el almacenamiento, el cuidado y el intercambio de guantes. Deben sustituirse inmediatamente los guantes de protección en caso de que presenten daños o cuando aparezcan los primeros signos de desgaste. Se recomienda la protección preventiva de la piel (crema protectora de la piel). Organizar los procesos de trabajo de manera que no deban llevarse permanentemente guantes.

Otros

Ropa de trabajo resistente a las sustancias químicas.

Controles de la exposición del medio ambiente

No se dispone de datos.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

|                         |
|-------------------------|
| Estado físico           |
| líquido                 |
| Estado físico           |
| líquido                 |
| Color                   |
| incolore                |
| Olor                    |
| No se disponen de datos |

1907/2006/CE

**Nombre comercial:** Washing Solution (10x concentrate)**Versión actual:** 1.0.1, Revisión: 03.08.2026**Versión sustituida:** 1.0.0, Revisión: 22.10.2025**Región:** ES

|                                                                   |              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Valor pH</b>                                                   |              |
| Valor                                                             | 7,4          |
| Procedencia                                                       | Proveedor    |
| <b>Punto de ebullición / Intervalo de ebullición</b>              |              |
| No se disponen de datos                                           |              |
| <b>Punto de fusión/punto de congelación</b>                       |              |
| No se disponen de datos                                           |              |
| <b>Temperatura de descomposición</b>                              |              |
| No se disponen de datos                                           |              |
| <b>Punto de inflamación</b>                                       |              |
| No se disponen de datos                                           |              |
| <b>Temperatura de ignición</b>                                    |              |
| No se disponen de datos                                           |              |
| <b>Inflamabilidad</b>                                             |              |
| No se disponen de datos                                           |              |
| <b>Límite inferior de explosividad</b>                            |              |
| No se disponen de datos                                           |              |
| <b>Límite superior de explosividad</b>                            |              |
| No se disponen de datos                                           |              |
| <b>Presión de vapor</b>                                           |              |
| No se disponen de datos                                           |              |
| <b>Densidad de vapor relativa</b>                                 |              |
| No se disponen de datos                                           |              |
| <b>Densidad relativa</b>                                          |              |
| No se disponen de datos                                           |              |
| <b>Densidad</b>                                                   |              |
| Valor                                                             | 1.1256 g/cm³ |
| Procedencia                                                       | Proveedor    |
| <b>Solubilidad</b>                                                |              |
| No se disponen de datos                                           |              |
| <b>Coefficiente de reparto n-octanol/agua (valor logarítmico)</b> |              |
| No se disponen de datos                                           |              |
| <b>Viscosidad cinemática</b>                                      |              |
| No se disponen de datos                                           |              |
| <b>Características de las partículas</b>                          |              |
| No se disponen de datos                                           |              |

## 9.2 Otros datos

|                         |
|-------------------------|
| <b>Otros datos</b>      |
| No se dispone de datos. |

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

### 10.1 Reactividad

No se dispone de datos.

### 10.2 Estabilidad química

Aplicación de las normas recomendadas para el almacenado y manejo estable (ver apartado 7).

### 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

No es de esperar ninguna reacción peligrosa en el caso de una aplicación conforme al uso previsto.

1907/2006/CE

**Nombre comercial:** Washing Solution (10x concentrate)**Versión actual:** 1.0.1, Revisión: 03.08.2026**Versión sustituida:** 1.0.0, Revisión: 22.10.2025**Región:** ES**10.4 Condiciones que deben evitarse**

No se dispone de datos.

**10.5 Materiales incompatibles**

No se dispone de datos.

**10.6 Productos de descomposición peligrosos**

No se dispone de datos.

**SECCIÓN 11: Información toxicológica****11.1 Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008****Toxicidad oral aguda**

No se disponen de datos

**Toxicidad dérmica aguda**

No se disponen de datos

**Toxicidad aguda por inhalación**

No se disponen de datos

**Corrosión o irritación cutánea****Nombre del producto****Washing Solution (10x concentrate)**Procedencia  
comentariosProveedor  
Irritación es posible.**Lesiones o irritación ocular graves****Nombre del producto****Washing Solution (10x concentrate)**Procedencia  
comentariosProveedor  
Irritación es posible.**Sensibilización respiratoria o cutánea**

No se disponen de datos

**Mutagenicidad en células germinales**

No se disponen de datos

**Toxicidad para la reproducción**

No se disponen de datos

**Carcinogenicidad**

No se disponen de datos

**Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única**

No se disponen de datos

**Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida**

No se disponen de datos

**Peligro de aspiración**

No se disponen de datos

**11.2 Información relativa a otros peligros****Propiedades de alteración endocrina**

No se disponen de datos

**Otros datos**

No se dispone de datos.

**SECCIÓN 12: Información ecológica**

1907/2006/CE

**Nombre comercial:** Washing Solution (10x concentrate)**Versión actual:** 1.0.1, Revisión: 03.08.2026**Versión sustituida:** 1.0.0, Revisión: 22.10.2025**Región:** ES**12.1 Toxicidad**

|                                             |
|---------------------------------------------|
| <b>Toxicidad para los peces (aguda)</b>     |
| No se disponen de datos                     |
| <b>Toxicidad para los peces (crónica)</b>   |
| No se disponen de datos                     |
| <b>Toxicidad para las dafnias (aguda)</b>   |
| No se disponen de datos                     |
| <b>Toxicidad para las dafnias (crónica)</b> |
| No se disponen de datos                     |
| <b>Toxicidad para las algas (aguda)</b>     |
| No se disponen de datos                     |
| <b>Toxicidad para las algas (crónica)</b>   |
| No se disponen de datos                     |
| <b>Toxicidad en bacterias</b>               |
| No se disponen de datos                     |

**12.2 Persistencia y degradabilidad**

No se dispone de datos.

**12.3 Potencial de bioacumulación**

No se dispone de datos.

**12.4 Movilidad en el suelo**

No se dispone de datos.

**12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB**

|                                               |                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Resultados de la valoración PBT y mPmB</b> |                                   |
| <b>Nombre del producto</b>                    |                                   |
| <b>Washing Solution (10x concentrate)</b>     |                                   |
| Valoración PBT                                | El producto no se considera PBT.  |
| Valoración vPvB                               | El producto no se considera vPvB. |

**12.6 Propiedades de alteración endocrina**

No se dispone de datos.

**12.7 Otros efectos adversos**

No se dispone de datos.

**12.8 Otros datos**

|                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Otros datos</b>                                                            |
| Se debe impedir que el producto pase de forma incontrolada al medio ambiente. |

**SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación****13.1 Métodos para el tratamiento de residuos****Producto**

La eliminación de los residuos debe tener lugar en unas instalaciones apropiadas y autorizadas para ello, teniendo en cuenta los reglamentos tras consultar a las autoridades locales competentes y a la empresa encargada de la eliminación.

La asignación de un código de residuo según el Catálogo Europeo de Residuos se deberá efectuar de acuerdo con las empresas regionales de eliminación de residuos.

**Envases/embalajes**

Envases deben ser completamente vaciados y deben ser llevados a la eliminación adecuada en conformidad con las disposiciones legales. Envases no vaciados de restos deben ser llevados a la eliminación después de haber contactado la compañía de eliminación.

**Nombre comercial:** Washing Solution (10x concentrate)

Versión actual: 1.0.1, Revisión: 03.08.2026

Versión sustituida: 1.0.0, Revisión: 22.10.2025

Región: ES

### SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

#### 14.1 Número ONU o número ID

Producto no peligroso según los criterios de la reglamentación del transporte.

#### 14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

Producto no peligroso según los criterios de la reglamentación del transporte.

#### 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

Producto no peligroso según los criterios de la reglamentación del transporte.

#### 14.4 Grupo de embalaje

Producto no peligroso según los criterios de la reglamentación del transporte.

#### 14.5 Peligros para el medio ambiente

Producto no peligroso según los criterios de la reglamentación del transporte.

#### 14.6 Precauciones particulares para los usuarios

No se dispone de datos.

#### 14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

Irrelevante

### SECCIÓN 15: Información reglamentaria

#### 15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

##### UE Reglamentación

##### **Reglamento (CE) n o 1907/2006 (REACH) Anexo XIV ( Lista de Sustancias sujetas a autorización)**

Según los datos disponibles o la información suministrada por los proveedores anteriores en la cadena, el artículo no contiene sustancias consideradas como sustancias sujetas a autorización de conformidad con el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) 1907/2006.

##### **Lista de candidatos REACH de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) para el procedimiento de autorización**

Según los datos disponibles o la información suministrada por los distribuidores, el producto no contiene sustancias que estén consideradas como posibles sustancias que podrían ser incluidas en el anexo XIV (Lista de sustancias sujetas a autorización) de conformidad con el artículo 57, en relación con el artículo 59, del Reglamento REACH (CE) 1907/2006.

##### **Reglamento (CE) n o 1907/2006 (REACH) Anexo XVII: RESTRICCIONES A LA FABRICACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y USO DE DETERMINADAS SUSTANCIAS, PREPARADOS Y ARTÍCULOS PELIGROSOS**

Según los datos disponibles o la información suministrada por los proveedores anteriores en la cadena, el artículo no contiene sustancias que estén sujetas a lo expuesto en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) 1907/2006.

##### **Directiva 2012/18/UE relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas**

El producto no está sometido al anexo I, parte 1 o 2.

##### **Otras disposiciones**

Durante el envío de este producto deberán aplicarse las disposiciones nacionales sanitarias y de seguridad laboral.

#### 15.2 Evaluación de la seguridad química

No se ha realizado una valoración de seguridad química para el producto.

### SECCIÓN 16: Otra información

#### **Fuentes de los datos utilizados para elaborar la ficha:**

Reglamento (CE) no 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP), en sus versiones vigentes.

Directivas 2000/39/CE, 2006/15/CE, 2009/161/UE, (UE) 2017/164.

Valores nacionales máximos en el aire en la versión vigente respectivamente del país correspondiente.



1907/2006/CE

**Nombre comercial:** Washing Solution (10x concentrate)

**Versión actual:** 1.0.1, Revisión: 03.08.2026

**Versión sustituida:** 1.0.0, Revisión: 22.10.2025

**Región:** ES

Reglamentos de transporte de conformidad con ADR, RID, IMDG, IATA en sus versiones vigentes.  
Las fuentes empleadas para la determinación de datos físicos, toxicológicos y ecotoxicológicos se indican en el sección correspondiente.

**Texto completo de las frases H y EUH incluidas en las secciones 2 y 3 (si no están ya incluidas en estas secciones).**

|        |                                                                          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| EUH071 | Corrosivo para las vías respiratorias.                                   |
| H301   | Tóxico en caso de ingestión.                                             |
| H310   | Mortal en contacto con la piel.                                          |
| H314   | Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.         |
| H317   | Puede provocar una reacción alérgica en la piel.                         |
| H318   | Provoca lesiones oculares graves.                                        |
| H330   | Mortal en caso de inhalación.                                            |
| H400   | Muy tóxico para los organismos acuáticos.                                |
| H410   | Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. |

**Indicaciones para la clasificación**

La clasificación del producto se ha determinado sobre la base de los procedimientos siguientes conforme al artículo 9 y a los criterios del reglamento (CE) n.º. 1272/2008:

Peligros físicos: valoración de datos de ensayo conforme anexo I, parte 2

Peligros para la salud y el medio ambiente: método de cálculo conforme anexo I, parte 3, 4 y 5.

El producto no cumple los criterios para la clasificación según el Reglamento (CE) N.º 1272/2008 (CLP).

**Notas relacionadas con la identificación, clasificación y etiquetado de las sustancias y las mezclas ((CE) No 1272/2008, ANEXO VI)**

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B | Ciertas sustancias (ácidos, bases, etc.) se comercializan en forma de disoluciones acuosas en distintas concentraciones y, por ello, necesitan una clasificación y un etiquetado diferentes, pues los peligros que presentan varían en función de las distintas concentraciones. En la parte 3, las entradas con la nota B tienen una denominación general del tipo: «ácido nítrico ...%». En este caso, el fabricante deberá indicar en la etiqueta la concentración de la disolución en porcentaje. La concentración en porcentaje se entenderá siempre como peso/peso, excepto si explícitamente se especifica otra cosa. |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Sector que expide la hoja de datos**

UMCO GmbH - D-21107 Hamburg, Georg-Wilhelm-Strasse 187, Tel.: +49(40)555 546 300, Fax: +49(40)555 546 357, e-mail: umco@umco.de

Esta información se basa en el estado actual de nuestros conocimientos. Su objetivo es describir nuestros productos desde el punto de vista de la seguridad, por lo que no garantiza propiedades concretas de los productos.

Modificaciones / suplementos al texto:

Las modificaciones en el texto se indican al margen.

Documento protegido por derechos de autor. Cualquier modificación o reproducción requiere el consentimiento expreso de UMCO GmbH.

Prod-ID 811334