

**Nome comercial:** Stop Solution**Versão actual:** 2.0.4, Revisão: 03.08.2026**Versão substituída:** 2.0.3, Revisão: 18.08.2025**Região:** PT**SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa****1.1 Identificador do produto****Nome comercial****Stop Solution****Forma****O produto está incluído nos seguintes conjuntos de produtos:**

CT270043 cattletype BHV1 gB Ab (5)  
CT270045 cattletype BHV1 gB Ab (20)  
CT270203 cattletype BHV1 gE Ab (5)  
CT270603 cattletype CaPV Ab Multispecies (5)  
CT270803 cattletype MAP Ab (5)  
CT270805 cattletype MAP Ab (20)  
FT274012 flocktype AIV Ab (2)  
FT274203 flocktype IBDV Ab (5)  
FT274303 flocktype IBV Ab (5)  
FT274602 flocktype Mycoplasma Ms Ab (2)  
FT274703 flocktype Mycoplasma Mg Ab (5)  
FT275003 flocktype NDV Ab (5)  
FT275702 flocktype Salmonella Ab (2)  
PT272303 pigtype CSFV Erns Ab (5)  
PT272753 pigtype PRRSV Ab (5)  
PT273003 pigtype Salmonella Ab (5)  
PT273005 pigtype Salmonella Ab (20)  
PT273501 pigtype Trichinella Ab (1)

**1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas****Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura**

químico de laboratório

**utilizações contra-indicadas**

Não existem informações disponíveis.

**1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança****Endereço**

INDICAL BIOSCIENCE GmbH

Deutscher Platz 5b

04103 Leipzig

Germany

**Número de** +49 341 12454 0**telefone****No. Fax** +49 341 12454 60**e-mail** compliance@indical.com**Informações relativas à ficha de dados de segurança**

sdb\_info@umco.de

**1.4 Número de telefone de emergência**

+351 800 250 250 (CIAV - Centro de Informação Antivenenos)

**SECÇÃO 2: Identificação dos perigos****2.1 Classificação da substância ou mistura****Informações relativas à classificação**

A classificação do produto foi conduzida mediante os métodos seguintes descritos no Artigo 9 e aplicando os critérios estabelecidos no Regulamento (CE) N.º 1272/2008:

Perigos físicos: Avaliação dos dados de acordo com o Anexo I, Parte 2

Perigos para a saúde humana e para o ambiente: Avaliação dos dados toxicológicos e ecotoxicológicos de acordo com o Anexo I, Parte 3, 4 e 5.

O produto não satisfaz os critérios de classificação estabelecidos no Regulamento (EC) 1272/2008 (Regulamento CLP).

## 2.2 Elementos do rótulo

### Rotulagem de acordo com o Regulamento (EC) 1272/2008 (Regulamento CLP)

#### Pictogramas de perigo

-

#### Palavra-sinal

-

#### Advertências de perigo

-

#### Advertências de perigo (UE)

EUH210 Ficha de segurança fornecida a pedido.

#### Recomendações de prudência

-

#### Informações relativas à rotulagem

A rotulagem (indicações de perigo (UE)) está conforme as disposições do anexo II do Regulamento (CE) 1272/2008 (CLP).

## 2.3 Outros perigos

O produto não contém quaisquer componentes que tenham propriedades desreguladoras do sistema endócrino em quantidades iguais ou superiores a 0,1% de acordo com o artigo 57(f) do REACH ou o Regulamento Delegado da Comissão (UE) 2017/2100 ou o Regulamento Delegado da Comissão (UE) 2018/605.

#### Avaliação PBT

O produto não está considerado como PBT.

#### Avaliação mPmB

O produto não está considerado como vPvB.

## SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

### 3.1 Substâncias

Não aplicável. O produto não é nenhuma substância.

### 3.2 Misturas

#### Componente perigoso

| Nº | Denominação da substância                                  | Recomendações adicionais                |                       |
|----|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
|    | No. CAS / CE / índice / REACH                              | Classificação (EC) 1272/2008 (CLP)      | %                     |
|    |                                                            | Concentração                            |                       |
| 1  | ácido sulfúrico em solução                                 |                                         |                       |
|    | 7664-93-9<br>231-639-5<br>016-020-00-8<br>01-2119458838-20 | Skin Corr. 1A; H314<br>Eye Dam. 1; H318 | < 5,00<br>%<br>(peso) |

Texto completo das frases H e EUH, se ainda não tiver sido mencionado na secção 2.2: ver secção 16.

| Nº | Nota | Limites de concentração específicos                                                                                        | Factor-M (aguda) | Factor-M (crónica) |
|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| 1  | B    | Eye Irrit. 2; H319: C >= 5%<br>Skin Irrit. 2; H315: C >= 5%<br>Eye Dam. 1; H318: C >= 15%<br>Skin Corr. 1A; H314: C >= 15% | -                | -                  |

Texto completo sobre as notas: ver secção 16 "Notas relativas à identificação, classificação e rotulagem de substâncias ((CE) N.º 1272/2008, ANEXO VI)".

## SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

## 4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros

### **Recomendações gerais**

Despir o vestuário e os sapatos contaminados e limpá-los muito bem antes da próxima utilização. Em caso de dores persistentes consultar um médico.

### **Inalação**

Providenciar ar fresco.

### **Contacto com a pele**

Em caso de contacto com a pele lavar com água e sabão.

### **Contacto com os olhos**

Se usar lentes de contacto, retire-as. Enxaguar de imediato o olho por 10 a 15 minutos sob água corrente mantendo as pálpebras abertas e protegendo o olho não atingido.

### **Ingestão**

Enxaguar a boca com água em abundância. Não provocar vômitos. Em caso de desmaio, não tratar por via oral.

## 4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Não existem informações disponíveis.

## 4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Não existem informações disponíveis.

## SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

### 5.1 Meios de extinção

#### **Meios de extinção adequados**

O produto propriamente não queima; acertar medidas de combate ao fogo para fogo nas imediações.

#### **Meios de extinção desapropriados**

Jato de água denso

### 5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Em caso de incêndio, podem ser libertados: Óxidos de Enxofre (SxOy)

### 5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Utilizar aparelho de protecção respiratória independente da atmosfera. Vestir traje de protecção.

## SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

### 6.1 Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência

#### **Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência**

Seguir o regulamento de protecção (veja capítulo 7 e 8)

#### **Para o pessoal responsável pela resposta à emergência**

Calçar equipamento de protecção individual (veja secção 8).

### 6.2 Precauções a nível ambiental

Não permitir que atinja águas superficiais/águas subterrâneas/canalização. Não permitir que atinja o solo/sub-solo.

### 6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Conglomerar material escapado com matéria não combustível (p.ex. areia, terra, diatomito, vermiculite) e colhe-lo em recipientes adequados para desutilização conforme leis locais.

### 6.4 Remissão para outras secções

Informações para manuseio seguro: veja Capítulo 7. Informações para Equipamentos de Protecção Individual: veja Capítulo 8. Informações para eliminação: veja Capítulo 13.

## SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

### 7.1 Precauções para um manuseamento seguro

Informações para utilização segura

Minimizar o perigo devido à manipulação do produto por medidas de prevenção e de protecção adequadas. Os processos de trabalho devem ser planeados de modo que seja excluído – por quanto for tecnologicamente possível – o risco de emissão de matérias perigosas ou o contacto com a pele. Providenciar bom arejamento do recinto, caso possível exaustão no local de trabalho.

**Medidas comuns de proteção e higiene**

Não fumar, comer ou beber durante o trabalho. Manter distante de alimentos e bebidas. Lavar as mãos antes de pausas e no final do trabalho. Não inalar vapores. Evite pele e nos olhos. Manter um dispositivo para lavar os olhos à disposição.

**7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades****Medidas técnicas e condições de armazenamento**

Manter recipiente seco e hermeticamente fechado e conservar em local fresco e bem ventilado.

**Exigências para áreas de armazenamento e recipientes**

Os contentores abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar fugas. Guardar sempre em recipientes que correspondem ao original.

**Orientações para armazenamento conjunto**

Para as substâncias incompatíveis, veja seção 10.

**7.3 Utilização(ões) final(ais) específica(s)**

Não existem informações disponíveis.

**SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Protecção individual****8.1 Parâmetros de controlo****Valores limites do local de trabalho**

| Nº                                                               | Denominação da substância  | No. CAS          | Nº CE             |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|-------------------|
| 1                                                                | ácido sulfúrico em solução | 7664-93-9        | 231-639-5         |
| Valores-limite de exposição profissional com carácter indicativo |                            |                  |                   |
| Ácido sulfúrico (névoa)                                          |                            |                  |                   |
|                                                                  | Valor limite oito horas    | 0,05             | mg/m <sup>3</sup> |
|                                                                  | Notação                    | (8) (9)          |                   |
| 2009/161/EU                                                      |                            |                  |                   |
| Sulphuric acid (mist)                                            |                            |                  |                   |
| mist                                                             |                            |                  |                   |
|                                                                  | Valor limite oito horas    | 0,05 ( 8 ) ( 9 ) | mg/m <sup>3</sup> |

**Valores DNEL, DMEL e PNEC****valores DNEL (trabalhadores)**

| Nº | Denominação da substância  |                           |        | No. CAS / CE           |
|----|----------------------------|---------------------------|--------|------------------------|
|    | Via de aplicação           | Tempo de exposição        | efeito | Valor                  |
| 1  | ácido sulfúrico em solução |                           |        | 7664-93-9<br>231-639-5 |
|    | por inalação               | de ,longo prazo (crónico) | local  | 0,05 mg/m <sup>3</sup> |
|    | por inalação               | aguda, curto-prazo        | local  | 0,1 mg/m <sup>3</sup>  |

**8.2 Controlo da exposição****Controlos técnicos adequados**

Providenciar boa ventilação do recinto, caso possível sucção no local de trabalho.

**Equipamentos de protecção individual****Protecção respiratória**

Ao ser ultrapassado os valores limites para as zonas de trabalho, deve-se utilizar um aparelho de protecção respiratória autorizado para este fim. Se não existirem indicações sobre os valores limite admissíveis no posto de trabalho precisa-se tomar medidas suficientes de protecção respiratória em caso de formação de aerossóis e névoa .

**Protecção ocular / facial**

1907/2006/CE

Nome comercial: Stop Solution

Versão actual: 2.0.4, Revisão: 03.08.2026

Versão substituída: 2.0.3, Revisão: 18.08.2025

Região: PT

Óculos de proteção (EN 166)

**Proteção das mãos**

No contacto intensivo usar as luvas de proteção (EN 374). Ensaiar sempre as luvas protectoras para a idoneidade em função da natureza do risco e do potencial de contaminação da actividade e do local (tal como a resistência a riscos mecânicos, a compatibilidade com o produto, as propriedades antiestáticos) antes da utilização. Observar as instruções e informações do fabricante para a utilização, armazenagem, manutenção e substituição de luvas protectoras. Substituir imediatamente luvas danificadas ou com sintoma de desgaste. Organizar as operações de modo a evitar a utilização permanente de luvas protectoras.

**Outras**

Vestuário de protecção contra produtos químicos .

**Controlo da exposição ambiental**

Não existem informações disponíveis.

**SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas****9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base**

|                                           |          |      |    |
|-------------------------------------------|----------|------|----|
| <b>Estado de agregação</b>                |          |      |    |
| Líquido                                   |          |      |    |
| <b>Forma</b>                              |          |      |    |
| Líquido                                   |          |      |    |
| <b>Cor</b>                                |          |      |    |
| incolor                                   |          |      |    |
| <b>Odor</b>                               |          |      |    |
| Não existem dados disponíveis             |          |      |    |
| <b>valor pH</b>                           |          |      |    |
| Valor                                     | <        | 1    |    |
| Temperatura de referência                 |          | 23,5 | °C |
| Origem                                    | Produtor |      |    |
| <b>Ponto de ebulição/área de ebulição</b> |          |      |    |
| Não existem dados disponíveis             |          |      |    |
| <b>Ponto de fusão/ponto de congelação</b> |          |      |    |
| Não existem dados disponíveis             |          |      |    |
| <b>Temperatura de decomposição</b>        |          |      |    |
| Não existem dados disponíveis             |          |      |    |
| <b>Ponto de inflamação</b>                |          |      |    |
| Não existem dados disponíveis             |          |      |    |
| <b>Temperatura de ignição</b>             |          |      |    |
| Não existem dados disponíveis             |          |      |    |
| <b>Inflamabilidade</b>                    |          |      |    |
| Não existem dados disponíveis             |          |      |    |
| <b>Limite inferior de explosividade</b>   |          |      |    |
| Não existem dados disponíveis             |          |      |    |
| <b>Limite superior de explosividade</b>   |          |      |    |
| Não existem dados disponíveis             |          |      |    |
| <b>Pressão de vapor</b>                   |          |      |    |
| Não existem dados disponíveis             |          |      |    |
| <b>Densidade relativa do vapor</b>        |          |      |    |
| Não existem dados disponíveis             |          |      |    |
| <b>Densidade relativa</b>                 |          |      |    |

1907/2006/CE

Nome comercial: Stop Solution

Versão actual: 2.0.4, Revisão: 03.08.2026

Versão substituída: 2.0.3, Revisão: 18.08.2025

Região: PT

Não existem dados disponíveis

**Densidade**

Não existem dados disponíveis

**Solubilidade**

Não existem dados disponíveis

**Coefficiente de partição n-octanol/água (valor logarítmico)**

Não existem dados disponíveis

**Viscosidade cinemática**

Não existem dados disponíveis

**Características das partículas**

Não existem dados disponíveis

**9.2 Outras informações****Outras informações**

Não existem informações disponíveis.

**SECÇÃO 10: Estabilidade e reactividade****10.1 Reactividade**

Est vel a temperatura ambiente.

**10.2 Estabilidade química**

Seguindo os regulamentos aconselhados, firme para o armazenamento e o manuseamento (veja parágrafo 7).

**10.3 Possibilidade de reacções perigosas**

Em condições de utilização normais não são de prever reacções perigosas.

**10.4 Condições a evitar**

Não existem informações disponíveis.

**10.5 Materiais incompatíveis**

bases fortes

**10.6 Produtos de decomposição perigosos**

Nenhum armazenamento, manejo, transporte especificado. Em caso de incêndio: ver secção 5.

**SECÇÃO 11: Informação toxicológica****11.1 Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008****Toxicidade oral aguda**

| Nº       | Denominação da substância  | No. CAS   | Nº CE                  |
|----------|----------------------------|-----------|------------------------|
| 1        | ácido sulfúrico em solução | 7664-93-9 | 231-639-5              |
| DL50     |                            | 2140      | mg/kg de peso corporal |
| Espécies | ratazana                   |           |                        |
| Método   | OECD 401                   |           |                        |
| Origem   | ECHA                       |           |                        |

**Toxicidade dérmica aguda**

Não existem dados disponíveis

**Toxicidade aguda por inalação**

Não existem dados disponíveis

**Corrosão/irritação cutânea**

Não existem dados disponíveis

**Lesões oculares graves/irritação ocular**

Não existem dados disponíveis

1907/2006/CE

Nome comercial: Stop Solution

Versão actual: 2.0.4, Revisão: 03.08.2026

Versão substituída: 2.0.3, Revisão: 18.08.2025

Região: PT

**Sensibilização respiratória ou cutânea**

Não existem dados disponíveis

**Mutagenicidade em células germinativas**

Não existem dados disponíveis

**Toxicidade na reprodutiva**

| Nº                      | Denominação da substância  | No. CAS                                                                            | Nº CE             |
|-------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                       | ácido sulfúrico em solução | 7664-93-9                                                                          | 231-639-5         |
| Via de aplicação        |                            | por inalação                                                                       |                   |
| NOAEC                   |                            | 19,3                                                                               | mg/m <sup>3</sup> |
| Duração da exposição    |                            | 18                                                                                 | dia(s)            |
| Espécies                |                            | coelho                                                                             |                   |
| Método                  |                            | OECD 414                                                                           |                   |
| Origem                  |                            | ECHA                                                                               |                   |
| Avaliação/classificação |                            | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos. |                   |

**Carcinogenicidade**

Não existem dados disponíveis

**Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única**

Não existem dados disponíveis

**Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida**

| Nº                      | Denominação da substância  | No. CAS                                                                            | Nº CE             |
|-------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                       | ácido sulfúrico em solução | 7664-93-9                                                                          | 231-639-5         |
| Via de aplicação        |                            | por inalação                                                                       |                   |
| LOAEC                   |                            | 0,3                                                                                | mg/m <sup>3</sup> |
| Duração da exposição    |                            | 28                                                                                 | dia(s)            |
| Espécies                |                            | ratazana                                                                           |                   |
| Método                  |                            | OECD 412                                                                           |                   |
| Origem                  |                            | ECHA                                                                               |                   |
| Avaliação/classificação |                            | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos. |                   |

**Perigo de aspiração**

Não existem dados disponíveis

**11.2 Informações sobre outros perigos****Propriedades desreguladoras do sistema endócrino**

Não existem dados disponíveis

**Outras informações**

Não existem informações disponíveis.

**SECÇÃO 12: Informação ecológica****12.1 Toxicidade****Toxicidade para os peixes (aguda)**

| Nº                   | Denominação da substância  | No. CAS             | Nº CE     |
|----------------------|----------------------------|---------------------|-----------|
| 1                    | ácido sulfúrico em solução | 7664-93-9           | 231-639-5 |
| CL50                 |                            | 16 - 28             | mg/l      |
| Duração da exposição |                            | 96                  | h         |
| Espécies             |                            | Lepomis macrochirus |           |
| Origem               |                            | ECHA                |           |

**Toxicidade para os peixes (crónica)**

| Nº                   | Denominação da substância  | No. CAS   | Nº CE     |
|----------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| 1                    | ácido sulfúrico em solução | 7664-93-9 | 231-639-5 |
| NOEC                 |                            | 0,025     | mg/l      |
| Duração da exposição |                            | 65        | dia(s)    |

1907/2006/CE

Nome comercial: Stop Solution

Versão actual: 2.0.4, Revisão: 03.08.2026

Versão substituída: 2.0.3, Revisão: 18.08.2025

Região: PT

|          |                     |
|----------|---------------------|
| Espécies | Jordanella floridae |
| Origem   | ECHA                |

| Toxicidade para a Daphnia (aguda) |                            |           |           |
|-----------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| Nº                                | Denominação da substância  | No. CAS   | Nº CE     |
| 1                                 | ácido sulfúrico em solução | 7664-93-9 | 231-639-5 |
| CE50                              | >                          | 100       | mg/l      |
| Duração da exposição              |                            | 48        | h         |
| Espécies                          | Daphnia magna              |           |           |
| Método                            | OECD 202                   |           |           |
| Origem                            | ECHA                       |           |           |

| Toxicidade para a Daphnia (crónica) |                            |           |           |
|-------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| Nº                                  | Denominação da substância  | No. CAS   | Nº CE     |
| 1                                   | ácido sulfúrico em solução | 7664-93-9 | 231-639-5 |
| NOEC                                |                            | 0,15      | mg/l      |
| Duração da exposição                |                            | 35        | dia(s)    |
| Espécies                            | T. dissimilis              |           |           |
| Origem                              | ECHA                       |           |           |

| Toxicidade para as algas (aguda) |                            |           |           |
|----------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| Nº                               | Denominação da substância  | No. CAS   | Nº CE     |
| 1                                | ácido sulfúrico em solução | 7664-93-9 | 231-639-5 |
| CE50                             | >                          | 100       | mg/l      |
| Duração da exposição             |                            | 72        | h         |
| Espécies                         | Desmodesmus subspicatus    |           |           |
| Método                           | OECD 201                   |           |           |
| Origem                           | ECHA                       |           |           |

| Toxicidade para as algas (crónica) |  |  |  |
|------------------------------------|--|--|--|
| Não existem dados disponíveis      |  |  |  |

| Toxicidade em bactérias       |  |  |  |
|-------------------------------|--|--|--|
| Não existem dados disponíveis |  |  |  |

**12.2 Persistência e degradabilidade**

Não existem informações disponíveis.

**12.3 Potencial de bioacumulação**

Não existem informações disponíveis.

**12.4 Mobilidade no solo**

Não existem informações disponíveis.

**12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB**

| Resultados da avaliação PBT e mPmB |                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Nome do produto                    |                                           |
| Stop Solution                      |                                           |
| Avaliação PBT                      | O produto não está considerado como PBT.  |
| Avaliação mPmB                     | O produto não está considerado como vPvB. |

**12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endócrino**

Não existem informações disponíveis.

**12.7 Outros efeitos adversos**

Não existem informações disponíveis.

**12.8 Outras informações**

| Outras informações                                        |  |
|-----------------------------------------------------------|--|
| Não dispor o produto descontroladamente no meio ambiente. |  |

**SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação****13.1 Métodos de tratamento de resíduos**

**Produto**

A eliminação deverá ser feita numa instalação aprovada em conformidade com as disposições e após consulta da autoridade local competente e do operador de recolha.

O código de desperdício previsto no Catálogo Europeu de Desperdícios deve ser atribuído segundo instruções da empresa de eliminação de desperdícios local.

**Embalagens**

As embalagens devem ser completamente esvaziadas e eliminadas de acordo com as normas em vigor. As embalagens que não podem ser completamente esvaziadas devem ser eliminadas segundo instruções da empresa de eliminação de desperdícios local.

**SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte****14.1 Número ONU ou número de ID**

Produto não perigoso segundo o regulamento de transporte.

**14.2 Designação oficial de transporte da ONU**

Produto não perigoso segundo o regulamento de transporte.

**14.3 Classe(s) de perigo para efeitos de transporte**

Produto não perigoso segundo o regulamento de transporte.

**14.4 Grupo de embalagem**

Produto não perigoso segundo o regulamento de transporte.

**14.5 Perigos para o ambiente**

Produto não perigoso segundo o regulamento de transporte.

**14.6 Precauções especiais para o utilizador**

Não existem informações disponíveis.

**14.7 Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI**

Não relevante

**SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação****15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente****Regulamentação UE****Regulamento (CE) n. o 1907/2006 (REACH) Anexo XIV ( Lista das Substâncias Sujeitas a Autorização)**

De acordo com os dados disponíveis e/ou as informações fornecidas pelos fornecedores a montante, este produto não contém qualquer substância considerada como sujeita a uma obrigatoriedade de autorização incluída no anexo XIV do Regulamento REACH (CE) 1907/2006.

**Lista REACH de Substâncias de Preocupação Muito Elevada (SVHC ) que requerem autorização**

De acordo com os dados disponíveis e/ou as informações fornecidas pelos fornecedores anteriores, este produto não contém substâncias consideradas substâncias que poderiam ser incluídas no Anexo XIV (lista de substâncias sujeitas a autorização) de acordo com os artigos 57 e 59 do Regulamento REACH (CE) 1907/2006.

**Regulamento (CE) n. o 1907/2006 (REACH) Anexo XVII: RESTRIÇÕES APLICÁVEIS AO FABRICO, À COLOCAÇÃO NO MERCADO E À UTILIZAÇÃO DE DETERMINADAS SUBSTÂNCIAS E PREPARAÇÕES PERIGOSAS E DE CERTOS ARTIGOS PERIGOSOS**

Este produto contém a(s) seguinte(s) substância(s) sujeita(s) a restrição do anexo XVII do Regulamento REACH (CE) 1907/2006 .

| Nº | Denominação da substância  | No. CAS   | Nº CE     | Nº |
|----|----------------------------|-----------|-----------|----|
| 1  | ácido sulfúrico em solução | 7664-93-9 | 231-639-5 | 75 |

**DIRETIVA 2012/18/UE relativa ao controlo dos perigos associados a acidentes graves que envolvem substâncias perigosas**

Produto não sujeito aos requisitos do Anexo I, Parte 1 ou 2.

**Outras prescrições**

As normas relativas à segurança, higiene e saúde no trabalho devem ser respeitadas quando for utilizado o produto.

## 15.2 Avaliação da segurança química

Não foi efectuada avaliação da segurança química da mistura.

## SECÇÃO 16: Outras informações

### Fontes dos dados fundamentais utilizados na elaboração da ficha:

Regulamento (CE) no 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) na versão respectiva actualmente em vigor.

Directiva 2000/39/CE, 2006/15/CE, 2009/161/CE, (UE) 2017/164.

As listas nacionais sobre os valores limite de concentrações no ar na versão respectiva actualmente em vigor.

Prescrições para o transporte de acordo com ADR, RID, IMDG, IATA na versão respectiva actualmente em vigor.

As fontes de dados utilizadas para a avaliação e determinação de dados físicos, toxicológicos e ecotoxicológicos são indicadas nos capítulos respectivos.

### Texto completo dos códigos H e EUH enumerados nas secções 2 e 3 (se já não listados nestas secções).

H314 Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.

H318 Provoca lesões oculares graves.

### Informações relativas à classificação

A classificação do produto foi conduzida mediante os métodos seguintes descritos no Artigo 9 e aplicando os critérios estabelecidos no Regulamento (CE) N.º 1272/2008:

Perigos físicos: Avaliação dos dados de acordo com o Anexo I, Parte 2

Perigos para a saúde humana e para o ambiente: Avaliação dos dados toxicológicos e ecotoxicológicos de acordo com o Anexo I, Parte 3, 4 e 5.

O produto não satisfaz os critérios de classificação estabelecidos no Regulamento (EC) 1272/2008 (Regulamento CLP).

### Notas relativas à identificação, classificação e rotulagem de substâncias e de misturas ((CE) N.º 1272/2008, ANEXO VI)

B Algumas substâncias (ácidos, bases, etc.) são colocadas no mercado na forma de soluções aquosas com diversas concentrações. Uma vez que os riscos variam com a concentração, essas substâncias exigem rotulagens e classificações diferentes. Na Parte 3, às entradas com a nota B correspondem designações gerais do tipo: «ácido nítrico a ... %». Nesses casos, o fornecedor deve declarar no rótulo a concentração da solução, expressa em percentagem. A não ser que seja declarada de outra forma, supõe-se que a concentração percentual é calculada na base massa/massa.

### Local para exposição de folha de dados

UMCO GmbH - D-21107 Hamburg, Georg-Wilhelm-Strasse 187, Tel.: +49(40)555 546 300, Fax: +49(40)555 546 357, e-mail: [umco@umco.de](mailto:umco@umco.de)

As informações baseiam-se nos nossos conhecimentos actuais. Elas devem descrever os nossos produtos com relação a exgências de segurança e não têm o objetivo de assegurar características específicas.

Documento protegido por direitos de autor. Quaisquer alterações ou reproduções requerem o consentimento expresso da UMCO GmbH.

Prod-ID 758120